

## 脱氧胆酸钠溶液(10%, pH8.0)

货号: G0165

规格: 100mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期 6 个月。

### 产品介绍:

脱氧胆酸钠(Sodium deoxycholate)又称去氧胆酸钠, 分子量为 414.55, 是常用生物学试剂。脱氧胆酸钠属于离子型去污剂, 可用于裂解细胞和溶解难溶于水的蛋白质。亦可用于胆汁溶菌实验其原理是胆汁或胆盐具有表面活性, 可快速激活自溶酶, 加速了肺炎链球菌等细菌的自身溶解, 如果用于胆汁溶菌实验更推荐采用脱氧胆酸钠溶液(10%, pH8.0)。

### 操作步骤: (仅供参考)

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## Sodium deoxycholic acid Solution, 10%, pH8.0

Cat: G0165

Size: 100mL

Storage: RT, avoid light, valid for 6 months.

### Introduction

The molecular weight of sodium deoxycholic acid is 414.55 and the CAS number is 302-95-4. It is a common biological reagent.

Sodium deoxycholic acid is an ionic detergent, which can be used to crack cells and dissolve water-insoluble proteins. It can also be used in the experiment of bile bacteriolysis. The principle is that bile or bile salts have surface activity, which can activate autolysis rapidly and accelerate the self-dissolution of bacteria such as *Streptococcus pneumoniae*. The agar plate method is positive for the disappearance of colonies. The test tube method is positive for the clarifying of the culture added with bile salt while the control tube is turbid. Through this experiment, *Streptococcus pneumoniae* is positive, while other alpha haemolytic cocci (such as *Streptococcus viride*) are negative.

### Protocol(for reference only)

According to the specific requirements of the experiment.

### Note

1. If the amount of each use is very small, it can be properly distributed into small tubes before use.
2. For your safety and health, please wear experimental clothes and disposable gloves.