

Anti-TTC29 Polyclonal Antibody

Cat: K109543P

Summary:

【Product name】 : Anti-TTC29 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q8NA56

【Gene ID】 : 83894

【Calculated】 : MW:58/55kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:25-100.

【IHC Positive sample】 : Human testis cancer


【Subcellular location】 : Cytoplasm

【Immunogen】 : Recombinant protein of human TTC29

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human testis cancer with TTC29 antibody
diluted at 1:40