

## Anti-CLIP4 Polyclonal Antibody

Cat: K110178P

### Summary:


---

<b>【Product name】</b> : Anti-CLIP4 Antibody	<b>【Source】</b> : Rabbit
<b>【Isotype】</b> : IgG	<b>【Species reactivity】</b> : Human Mouse Rat
<b>【Swiss Prot】</b> : Q8N3C7	<b>【Gene ID】</b> : 79745
<b>【Calculated】</b> : MW:37/65/76kDa	<b>【Observed】</b> : MW:69kDa
<b>【Purification】</b> : Affinity purification	
<b>【Tested applications】</b> : WB IHC	
<b>【Recommended dilution】</b> : WB 1:1000-3000. IHC 1:100-300.	
<b>【WB Positive sample】</b> : Mouse brain	
<b>【IHC Positive sample】</b> : Human thyroid cancer	
<b>【Subcellular location】</b> : Cytoplasm	
<b>【Immunogen】</b> : A synthetic peptide of human CLIP4	
<b>【Storage】</b> : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	


### Background:

---

## Verified picture



Western blot analysis with CLIP4 antibody diluted at 1:2000; Lane: Mouse brain



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human thyroid cancer using CLIP4 antibody diluted at 1:200