

亮绿染色液(2%)

货号: G1971

规格: 100mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期 1 年。

产品介绍:

亮绿(Brilliant Green)又称灿烂绿、碱性亮绿等,属于一种碱性染料,CAS号: 633-03-4,分子量为482.63。
亮绿染色液(2%)根据不同组织染色而异。

操作步骤: (仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般染色 1-3min, 根据不同组织染色而异。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

Brilliant Green Stain Solution, 2%

Cat: G1971

Size: 100mL

Storage: RT, avoid light, valid for 1 year.

Introduction

Brilliant Green is an alkaline dye, CAS: 633-03-4, molecular weight 482.63. Brilliant Green Stain Solution, 2% stains different according to different tissues.

Protocol (for reference only)

1. Operate according to the specific requirements of the experiment.
2. Generally, the staining time is 1-3 min, which varies according to different tissues.

Note

1. For your safety and health, please wear experimental clothes and disposable gloves.