

Anti-GABPB2 Polyclonal Antibody

Cat: K109766P

Summary:

【Product name】 : Anti-GABPB2 Antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q8TAK5

【Gene ID】 : 126626

【Calculated】 : MW:49kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:100-300.

【IHC Positive sample】 : Human testis cancer

【Subcellular location】 : Cytoplasm Nucleus


【Immunogen】 : Recombinant protein of human GABPB2

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

May function as transcription factor capable of interacting with purine rich repeats (GA repeats).

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human testis cancer with GABPB2 antibody
diluted at 1:200