

人工胃液

货号: A7920

规格: 1000mL

保存: 2-8°C保存, 有效期3个月; 长时间保存可以-20°C分装保存, 不超过1年。

产品参数:

英文名称: Simulated human gastric fluid, SGF

外观(性状): 透明液体

PH 值: 1.5

产品说明:

人工胃液(Simulated Gastric Fluid), 是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液。人工胃液主要由稀酸、胃蛋白酶等组成, 可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等科研实验以及明胶为基质的软胶囊和滴丸等科研实验。此产品主要成分是盐酸、胃蛋白酶、纯水, 非无菌无酶的。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。