

Anti-PER2 Polyclonal Antibody

Cat: K106935P


Summary:

【Product name】 :Anti-PER2 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : O15055	【Gene ID】 : 8864
【Calculated】 : MW:137/45kDa	【Observed】 : MW:
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : IHC	
【Recommended dilution】 : IHC 1:100-300.	
【IHC Positive sample】 : Human ovarian cancer	
【Subcellular location】 : Nucleus Cytoplasm	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of human PER2	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Transcriptional repressor which forms a core component of the circadian clock. The circadian clock, an internal time-keeping system, regulates various physiological processes through the generation of approximately 24 hour circadian rhythms in gene expression, which are translated into rhythms in metabolism and behavior.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human ovarian cancer with PER2 antibody
diluted at 1:100