

Anti-TNFRSF12A Polyclonal Antibody

Cat: K107252P

Summary:

【Product name】 : Anti-TNFRSF12A antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse

【Swiss Prot】 : Q9NP84

【Gene ID】 : 51330

【Calculated】 : MW: 14/10kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:50-200.

【IHC Positive sample】 : Human testis cancer

【Subcellular location】 : Cell membrane Secreted


【Immunogen】 : A synthetic peptide of human TNFRSF12A

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Receptor for TNFSF12/TWEAK. Weak inducer of apoptosis in some cell types. Promotes angiogenesis and the proliferation of endothelial cells. May modulate cellular adhesion to matrix proteins.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human testis cancer tissue with TNFRSF12A
antibody diluted at 1:100