

Anti-BTF3L4 Polyclonal Antibody

Cat: K107271P

Summary:

【Product name】 : Anti-BTF3L4 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse

【Swiss Prot】 : Q96K17

【Gene ID】 : 91408

【Calculated】 : MW: 10/17kDa

【Purification】 : Octanoic acid-ammonium sulfate precipitation

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:100-300.

【IHC Positive sample】 : Human testis cancer

【Subcellular location】 : Cytoplasm Nucleus


【Immunogen】 : A synthetic peptide of human BTF3L4

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Belongs to the NAC-beta family.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human testis cancer tissue with BTF3L4
antibody diluted at 1:100