

Anti-TRAPPC4 Polyclonal Antibody

Cat: K107332P


Summary:

【Product name】 : Anti-TRAPPC4 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : Q9Y296	【Gene ID】 : 51399
【Calculated】 : MW:24kDa	【Observed】 : MW:24kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:5000-8000. IHC 1:50-200.	
【WB Positive sample】 : A459	
【IHC Positive sample】 : Human colorectal cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of human TRAPPC4	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	


Background:

May play a role in vesicular transport from endoplasmic reticulum to Golgi.

Verified picture



Western blot analysis with TRAPPC4 antibody diluted at 1:6000; Lane: A459



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human colorectal cancer with TRAPPC4 antibody diluted at 1:80