

Anti-TTC12 Polyclonal Antibody


Cat: K107718P

Summary:


【Product name】 : Anti-TTC12 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse
【Swiss Prot】 : Q9H892	【Gene ID】 : 54970
【Calculated】 : MW:79kDa	【Observed】 : MW:79kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000. IHC 1:50-200.	
【WB Positive sample】 : Mouse testis	
【IHC Positive sample】 : Human stomach cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human TTC12	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Verified picture



Western blot analysis with TTC12 antibody diluted at 1:2000; Lane: Mouse testis



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human stomach cancer with TTC12 antibody diluted at 1:200