

Anti-OR5P2 Polyclonal Antibody

Cat: K108057P

Summary:

【Product name】 : Anti-OR5P2 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human

【Swiss Prot】 : Q8WZ92

【Gene ID】 : 120065

【Calculated】 : MW:36kDa

【Observed】 : MW:52kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : WB

【Recommended dilution】 : WB 1:8000-12000.

【WB Positive sample】 : MCF7,HUVEC,MDA-MB-231


【Subcellular location】 : Cell membrane

【Immunogen】 : A synthetic peptide of Human OR5P2

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Western blot analysis with OR5P2 antibody diluted at 1:10000; Lane: MCF7, HUVEC, MDA-MB-231