

Anti-NIP7 Polyclonal Antibody

Cat: K108136P

Summary:

【Product name】 : Anti-NIP7 antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human Mouse Rat

【Swiss Prot】 : Q9Y221

【Gene ID】 : 51388

【Calculated】 : MW:24kDa

【Observed】 : MW:18kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : WB

【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.

【WB Positive sample】 : SH-SY5Y,HL-60,K-562

【Subcellular location】 : Nucleus


【Immunogen】 : Recombinant protein of human NIP7

【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Required for proper 34S pre-rRNA processing and 60S ribosome subunit assembly.

Verified picture



Western blot analysis with NIP7 antibody diluted at 1:2000; Lane: SH-SY5Y, HL-60, K-562