

Anti-TRMT61B Polyclonal Antibody


Cat: K108848P

Summary:


【Product name】 : Anti-TRMT61B antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human
【Swiss Prot】 : Q9BVS5	【Gene ID】 : 55006
【Calculated】 : MW:53kDa	【Observed】 : MW:50kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000. IHC 1:100-300.	
【WB Positive sample】 : SH-SY5Y,U937	
【IHC Positive sample】 : Human breast cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human TRMT61B	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Verified picture



Western blot analysis with TRMT61B antibody diluted at 1:2000; Lane: SH-SY5Y, U937



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human breast cancer with TRMT61B antibody diluted at 1:200