

Anti-TGFB3 Polyclonal Antibody

Cat: K108899P


Summary:

【Product name】 : Anti-TGFB3 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : P10600	【Gene ID】 : 7043
【Calculated】 : MW:36/47kDa	【Observed】 : MW:48kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.	
【WB Positive sample】 : SW480,A549,Mouse heart	
【Subcellular location】 : Secreted	
【Immunogen】 : A synthetic peptide of Human TGFB3	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

This gene encodes a member of the TGF-beta family of proteins. The encoded protein is secreted and is involved in embryogenesis and cell differentiation. Defects in this gene are a cause of familial arrhythmogenic right ventricular dysplasia 1.

Verified picture



Western blot analysis with TGFB3 antibody diluted at 1:2000; Lane: SW480, A549, Mouse heart