

Anti-TGFB3 Polyclonal Antibody

Cat: K108900P


Summary:

- 【Product name】** : Anti-TGFB3 antibody **【Source】** : Rabbit
- 【Isotype】** : IgG **【Species reactivity】** : Human Mouse Rat
- 【Swiss Prot】** : P10600 **【Gene ID】** : 7043
- 【Calculated】** : MW:48/51kDa
- 【Purification】** : Octanoic acid-ammonium sulfate precipitation
- 【Tested applications】** : IHC
- 【Recommended dilution】** : IHC 1:50-200.
- 【IHC Positive sample】** : Human lung cancer
- 【Subcellular location】** : Secreted
- 【Immunogen】** : A synthetic peptide of Human TGFB3
- 【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

This gene encodes a member of the TGF-beta family of proteins. The encoded protein is secreted and is involved in embryogenesis and cell differentiation. Defects in this gene are a cause of familial arrhythmogenic right ventricular dysplasia 1.

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human lung cancer with TGFB3 antibody
diluted at 1:100