

Anti-B3GLCT Polyclonal Antibody

Cat: K108981P

Summary:

【Product name】 : Anti-B3GLCT antibody

【Source】 : Rabbit

【Isotype】 : IgG

【Species reactivity】 : Human

【Swiss Prot】 : Q6Y288

【Gene ID】 : 145173

【Calculated】 : MW:57kDa

【Purification】 : Affinity purification

【Tested applications】 : IHC

【Recommended dilution】 : IHC 1:25-100.

【IHC Positive sample】 : Human endometrial cancer

【Subcellular location】 : Cytoplasm

【Immunogen】 : A synthetic peptide of Human B3GLCT



【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

O-glucosyltransferase that transfers glucose toward fucose with a beta-1,3 linkage. Specifically glucosylates O-linked fucosylglycan on TSP type-1 domains of proteins, thereby contributing to elongation of O-fucosylglycan.

Verified picture

Endometrial cancer (hu)



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human endometrial cancer with B3GLCT
antibody diluted at 1:40