

Anti-TCAP Polyclonal Antibody

Cat: K109037P


Summary:

【Product name】 : Anti-TCAP antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : O15273	【Gene ID】 : 8557
【Calculated】 : MW:19kDa	【Observed】 : MW:15kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB IHC	
【Recommended dilution】 : WB 1:2000-5000. IHC 1:25-100.	
【WB Positive sample】 : A549,K-562,Hela,SH-SY5Y	
【IHC Positive sample】 : Human stomach cancer	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human TCAP	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	


Background:

Muscle assembly regulating factor. Mediates the antiparallel assembly of titin (TTN) molecules at the sarcomeric Z-disk.

Verified picture



Western blot analysis with TCAP antibody diluted at 1:2000; Lane: A549, K-562, HeLa, SH-SY5Y



Immunohistochemistry of paraffin-embedded Human stomach cancer with TCAP antibody diluted at 1:100