

Anti-RND3 Polyclonal Antibody

Cat: K109042P


Summary:

【Product name】 : Anti-RND3 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : P61587	【Gene ID】 : 390
【Calculated】 : MW:27kDa	【Observed】 : MW:25kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.	
【WB Positive sample】 : 293T,Hela	
【Subcellular location】 : Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human RND3	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Binds GTP but lacks intrinsic GTPase activity and is resistant to Rho-specific GTPase-activating proteins.

Verified picture



Western blot analysis with RND3 antibody
diluted at 1:2000; Lane: 293T, HeLa