

## Anti-ANKRD7 Polyclonal Antibody

Cat: K109052P

### Summary:

---

**【Product name】** : Anti-ANKRD7 antibody

**【Source】** : Rabbit

**【Isotype】** : IgG

**【Species reactivity】** : Human Rat

**【Swiss Prot】** : Q92527

**【Gene ID】** : 56311

**【Calculated】** : MW:29/31kDa

**【Purification】** : Affinity purification

**【Tested applications】** : IHC

**【Recommended dilution】** : IHC 1:50-200.

**【IHC Positive sample】** : Human testis cancer

**【Subcellular location】** : Cytoplasm Nucleus


**【Immunogen】** : Recombinant protein of human ANKRD7

**【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

### Background:

---

## Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded  
Human testis cancer with ANKRD7 antibody  
diluted at 1:100