

Anti-BTG4 Polyclonal Antibody

Cat: K109062P


Summary:

【Product name】 : Anti-BTG4 antibody	【Source】 : Rabbit
【Isotype】 : IgG	【Species reactivity】 : Human Mouse Rat
【Swiss Prot】 : Q9NY30	【Gene ID】 : 54766
【Calculated】 : MW:24/26kDa	【Observed】 : MW:24kDa
【Purification】 : Affinity purification	
【Tested applications】 : WB	
【Recommended dilution】 : WB 1:1000-3000.	
【WB Positive sample】 : U937,PC-3M-IE8,Mouse thymus	
【Subcellular location】 : Nucleus Cytoplasm	
【Immunogen】 : Recombinant protein of human BTG4	
【Storage】 : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

Background:

Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G1 arrest.

Verified picture



Western blot analysis with BTG4 antibody diluted at 1:2000; Lane: U937, PC-3M-IE8, Mouse thymus