

Anti-CSNK1G1/2/3 Polyclonal Antibody


Cat: K109334P

Summary:

- 【Product name】** : Anti-CSNK1G1/2/3 antibody **【Source】** : Rabbit
- 【Isotype】** : IgG **【Species reactivity】** : Human Mouse Rat
- 【Swiss Prot】** : Q9HCP0/P78368/Q9Y6M4 **【Gene ID】** : 53944/1455/1456
- 【Calculated】** : MW:36/41/45/48/49/51/52kDa
- 【Purification】** : Affinity purification
- 【Tested applications】** : IHC
- 【Recommended dilution】** : IHC 1:50-200.
- 【IHC Positive sample】** : Human testis cancer
- 【Subcellular location】** : Cytoplasm Nucleus
- 【Immunogen】** : A synthetic peptide of human CSNK1G1/2/3
- 【Storage】** : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C

Background:

Verified picture



Immunohistochemistry of paraffin-embedded
Human testis cancer with CSNK1G1/2/3
antibody diluted at 1:100